

ATLANTIK P RF

HB-Nr. 499044 • 0666309548

25.02.2015 aAa: 243 Beta Kasein: - Kappa Kasein: BB ZW: gen.CH 04.2024 Züchter: GG

Pedigree

STYLE P v. O-STYLE
ANIESA P

DURABLE v. SEPTEMBER
APPLAUD-RED GP-84

LAWN BOY P
AMPLITUDE EX90

Gesamtzuchtwert

ISET 1134

Leistung	Si. 75%	IPL 115
Milch		+1736
Fett %		-0,53
Fett kg		+21
Eiweiß %		-0,24
Eiweiß kg		+34

Funktionalität

IFF 103

Zellzahl	104
Mastitisresistenz	102
Nutzungsdauer	105
Töchterfruchtbarkeit	95
Persistenz	102
Melkbarkeit	109
Geburtsverlauf direkt	117
Geburtsverlauf maternal	107

Exterieur

ITP 88

Format-Kapazität	80
Becken	81
Gliedmaßen	105
Euter	100



Atlantik P



UrUrGM: Kamps-Hollow Altitude EX-95

Atlantik P geht zurück auf die legendäre Kamps-Hollow Altitude EX-95 Familie. Er ist hornlos und ein enormer Leistungsvererber, der durch die Vererbung guter Melkbarkeit und langer Striche auch für Roboterbetriebe geeignet ist. Atlantik P hat Rotfaktor, testet Kappa-Casein BB und ist für Färsenbesamungen geeignet.

Linear

Merkmal	ZW	Tendenz	88	112	124	Tendenz
Größe	88	klein	<div style="width: 100%;"></div>			groß
Höhe Vorhand	82	tief	<div style="width: 100%;"></div>			hoch
Brustbreite	82	schmal	<div style="width: 100%;"></div>			breit
Körpertiefe	80	wenig	<div style="width: 100%;"></div>			viel
Rippenstruktur	95	flach	<div style="width: 100%;"></div>			gewölbt
Beckenneigung	92	ansteigend	<div style="width: 100%;"></div>			abfallend
Beckenbreite	77	schmal	<div style="width: 100%;"></div>			breit
Knochenbau	107	wenig	<div style="width: 100%;"></div>			viel
Hinterbeinwinkelung	81	steil	<div style="width: 100%;"></div>			gewinkelt
Hinterbeinstellung	102	nach außen	<div style="width: 100%;"></div>			parallel
Bewegung	104	schlecht	<div style="width: 100%;"></div>			gut
Fußwinkel	104	flach	<div style="width: 100%;"></div>			hoch
Trachtenhöhe	96	wenig	<div style="width: 100%;"></div>			viel
Hintereuterhöhe	104	tief	<div style="width: 100%;"></div>			hoch
Hintereuterbreite	105	schmal	<div style="width: 100%;"></div>			breit
Eutertiefe	97	tief	<div style="width: 100%;"></div>			hoch
Zentralband	90	schwach	<div style="width: 100%;"></div>			stark
Zitzenverteilung vorn	93	außen	<div style="width: 100%;"></div>			innen
Zitzenverteilung hinten	97	außen	<div style="width: 100%;"></div>			innen
Zitzenlänge	108	kurz	<div style="width: 100%;"></div>			lang