

Pedigree

VALIDATED v. ALTAZZAZZLE
TWITTA

MUSA v. RESOLVE
TWERKA GP 82
1. 305 9.769 4,16 406 3,63 355

REDROCK KLUTCH
TWISTER

Gesamtzuchtwert

ISET 1543

Leistung

Si. 68%

IPL 138

Milch	+1043
Fett %	+0,45
Fett kg	+84
Eiweiß %	+0,23
Eiweiß kg	+56

Funktionalität

IFF 136

Zellzahl	119
Mastitisresistenz	109
Nutzungsdauer	124
Töchterfruchtbarkeit	131
Persistenz	108
Melkbarkeit	122
Geburtsverlauf direkt	115
Geburtsverlauf maternal	127

Exterieur

ITP 118

Format-Kapazität	111
Becken	112
Gliedmaßen	106
Euter	114



Alpview Tudor

Tudor ist ein Sohn des AltaZazzle-Sohnes Validated und bringt somit auf der Vaterseite eine deutlich abweichende Blutführung mit. In der Mutterlinie dominiert die Zuchtlegende Mogul über seine Söhne und Enkel, sodass Tudor auf alle Pedigrees, die weniger Mogul-Blut führen, breit angepaart werden kann. Das Vererbungsprofil weist Tudor als überragenden Vererber von Inhaltsstoffprozenten aus, der auch mit sehr guter Fruchtbarkeit, hervorragender Melkbarkeit bei niedrigen Zellzahlen und einem hohen BCS-Wert überzeugt. Im Exterieur verspricht Tudor mittelgroße Tiere mit sehr viel Breite von der Brust bis zum leicht abfallenden Becken. Die Neigung zu steileren Hinterbeinen sollte bei der Anpaarung beachtet werden. Die hoch und breit aufgehängten Euter verfügen über etwas längere, optimal platzierte Striche. Der Geburtsverlauf weist Tudor als Bullen aus, der sehr gut auf Färsen angepaart werden kann.



6M: Kellercrest Manoman Lacy VG-85

Linear

Merkmal	ZW	Tendenz	88	112	124	Tendenz
Größe	106	klein				groß
Höhe Vorhand	100	tief				hoch
Brustbreite	120	schmal				breit
Körpertiefe	101	wenig				viel
Rippenstruktur	101	flach				gewölbt
Beckenneigung	101	ansteigend				abfallend
Beckenbreite	113	schmal				breit
Knochenbau	104	wenig				viel
Hinterbeinwinkelung	82	steil				gewinkelt
Hinterbeinstellung	98	nach außen				parallel
Bewegung	103	schlecht				gut
Fußwinkel	108	flach				hoch
Trachtenhöhe	111	wenig				viel
Hintereuterhöhe	116	tief				hoch
Hintereuterbreite	117	schmal				breit
Eutertiefe	109	tief				hoch
Zentralband	94	schwach				stark
Zitzenverteilung vorn	106	außen				innen
Zitzenverteilung hinten	104	außen				innen
Zitzenlänge	104	kurz				lang