

## Pedigree

VALIDATED v. ALTAZAZZLE  
TWITTA

MUSA v. RESOLVE  
TWERKA GP 82  
1. 305 9.769 4,16 406 3,63 355

REDROCK KLUTCH  
TWISTER

## Gesamtzuchtwert

**ISET 1538**

### Leistung

Si. 76%

IPL 139

Milch	+1067
Fett %	+0,44
Fett kg	+84
Eiweiß %	+0,25
Eiweiß kg	+58

### Funktionaität

IFF 134

Zellzahl	118
Mastitisresistenz	108
Nutzungsdauer	123
Töchterfruchtbarkeit	129
Persistenz	106
Melkbarkeit	121
Geburtsverlauf direkt	114
Geburtsverlauf maternal	129

### Exterieur

ITP 118

Format-Kapazität	111
Becken	112
Gliedmaßen	105
Euter	114



Alpview Tudor

TUDOR ist ein Sohn des AltaZazzle-Sohnes Validated und bringt somit auf der Vaterseite eine deutlich abweichende Blutführung mit. In der Mutterlinie dominiert die Zuchtlegende Mogul über seine Söhne und Enkel, sodass Tudor auf alle Pedigrees, die weniger Mogul-Blut führen, breit angepaart werden kann. Das Vererbungsprofil weist Tudor als überragenden Vererber von Inhaltsstoffprozenten aus, der auch mit sehr guter Fruchtbarkeit, hervorragender Melkbarkeit bei niedrigen Zellzahlen und einem hohen BCS-Wert überzeugt. Im Exterieur verspricht Tudor mittelgroße Tiere mit sehr viel Breite von der Brust bis zum leicht abfallenden Becken. Die Neigung zu steileren Hinterbeinen sollte bei der Anpaarung beachtet werden. Die hoch und breit aufgehängten Euter verfügen über etwas längere, optimal platzierte Striche. Der Geburtsverlauf weist Tudor als Bullen aus, der sehr gut auf Rinder angepaart werden kann.



6M: Kellercrest Manoman Lacy VG-85

## Linear

Merkmal	ZW	Tendenz	88	112	124	Tendenz
Größe	106	klein				groß
Höhe Vorhand	100	tief				hoch
Brustbreite	119	schmal				breit
Körpertiefe	101	wenig				viel
Rippenstruktur	103	flach				gewölbt
Beckenneigung	102	ansteigend				abfallend
Beckenbreite	113	schmal				breit
Knochenbau	104	wenig				viel
Hinterbeinwinkelung	83	steil				gewinkelt
Hinterbeinstellung	98	nach außen				parallel
Bewegung	103	schlecht				gut
Fußwinkel	107	flach				hoch
Trachtenhöhe	110	wenig				viel
Hintereuterhöhe	116	tief				hoch
Hintereuterbreite	118	schmal				breit
Eutertiefe	109	tief				hoch
Zentralband	94	schwach				stark
Zitzenverteilung vorn	107	außen				innen
Zitzenverteilung hinten	104	außen				innen
Zitzenlänge	105	kurz				lang