

Pedigree

VALIDATED v. ALTAZAZZLE
TWITTA VG-88

MUSA v. RESOLVE
TWERKA GP-82
1. 305 9.769 4,16 406 3,63 355

REDROCK KLUTCH
TWISTER VG-88

Gesamtzuchtwert

ISSET 1355

Leistung	Si. 75%	IPL 129
Milch		+669
Fett %		+0,54
Fett kg		+75
Eiweiß %		+0,28
Eiweiß kg		+48

Funktionalität

IFF 119

Zellzahl	116
Mastitisresistenz	104
Nutzungsdauer	118
Töchterfruchtbarkeit	127
Persistenz	106
Melkbarkeit	118
Geburtsverlauf direkt	123
Geburtsverlauf maternal	120

Exterieur

ITP 118

Format-Kapazität	113
Becken	113
Gliedmaßen	104
Euter	111



Alpview Tudor

Tudor ist ein Sohn des AltaZazzle-Sohnes Validated und bringt somit auf der Vaterseite eine deutlich abweichende Blutführung mit. In der Mutterlinie dominiert die Zuchtlegende Mogul über seine Söhne und Enkel, sodass Tudor auf alle Pedigrees, die weniger Mogul-Blut führen, breit angepaart werden kann. Das Vererbungsprofil weist Tudor als überragenden Vererber von Inhaltsstoffprozenten aus, der auch mit sehr guter Fruchtbarkeit, hervorragender Melkbarkeit bei niedrigen Zellzahlen und einem hohen BCS-Wert überzeugt. Im Exterieur verspricht Tudor mittelgroße Tiere mit sehr viel Breite von der Brust bis zum leicht abfallenden Becken. Die Neigung zu steileren Hinterbeinen sollte bei der Anpaarung beachtet werden. Die hoch und breit aufgehängten Euter verfügen über etwas längere, optimal platzierte Striche. Der Geburtsverlauf weist Tudor als Bullen aus, der sehr gut auf Färsen angepaart werden kann.



6M: Kellercrest Manoman Lacy VG-85

Linear

Merkmal	ZW	Tendenz	88	112	124	Tendenz
Größe	104	klein				groß
Höhe Vorhand	104	tief				hoch
Brustbreite	115	schmal				breit
Körpertiefe	101	wenig				viel
Rippenstruktur	102	flach				gewölbt
Beckenneigung	102	ansteigend				abfallend
Beckenbreite	113	schmal				breit
Knochenbau	102	wenig				viel
Hinterbeinwinkelung	79	steil				gewinkelt
Hinterbeinstellung	101	nach außen				parallel
Bewegung	99	schlecht				gut
Fußwinkel	105	flach				hoch
Trachtenhöhe	110	wenig				viel
Hintereuterhöhe	115	tief				hoch
Hintereuterbreite	117	schmal				breit
Eutertiefe	103	tief				hoch
Zentralband	94	schwach				stark
Zitzenverteilung vorn	105	außen				innen
Zitzenverteilung hinten	106	außen				innen
Zitzenlänge	109	kurz				lang