

JIMMY PP RED

HB-Nr. 499138 • 276000361080098

07.08.2018 aAa: 234 Beta Kasein: A2B Kappa Kasein: BB ZW: gen.ZW 12.2025 Züchter: KNS

Göpelgenetik

Pedigree

JIM P RED v. ADAPTER P
DISCOQUEEN P

APOLL P v. AIKMAN
DELABELLE VG-84

BREKEM
DREAMB. VG85

Gesamtzuchtwert **RZ€ 600** **RZG 116**

Leistung **Si. 93%** **RZM 107**

Milch	+135		
Fett %	+0,27	Eiweiß %	+0,00
Fett kg	+32	Eiweiß kg	+4

Funktionalität

RZN	Nutzungsdauer	104
RZS	Zellzahl	104
RZR	Töchterfruchtbarkeit	97
RZPersistenz	Persistenz	87
RZD	Melkbarkeit	103
KVd	Kalbeverlauf direkt	102
RZKm	Kalbeverlauf maternal	109
RZOeko	Ökologischer Zuchtwert	115
RZFE1	Futtereffizienz	93
RZRobot	Roboter Zuchtwert	116

Gesundheit **RZGesund 114**

RZEuterfit	Eutergesundheit	113
RZKlauen	Klauengesundheit	94
RZRepro	Fruchtbarkeit	108
RZMetabol	Stoffwechselstabilität	110
DDcontrol	Mortellaro-Resistenz	89
RZKälberfit	Kälberfitness	107

Exterieur **RZE 111**

Milchtyp	89
Körper	109
Fundament	99
Euter	115



Anna Joosse

KNS Jimmy PP Red

Jimmy PP Red ist ein reinerbig hornloser Outcross-Vererber ohne Earnhardt, Powerball oder Mission-Blut und geht zurück auf die sehr erfolgreiche Kuhfamilie von KNS Integrity Dorfgirl EX-93. Jimmy hält seit Jahren seine Zuchtwerte sehr konstant und verspricht eine gute Leistung mit hohen Inhaltsstoffen, leichte Geburten sowie ein ausgeglichenes Exterieur mit guter Fundament- und Euterererbung sowie abfallendes Becken. Er ist einer der besten PP-Bullen für Stoffwechselgesundheit, hat insgesamt hohe Gesundheitswerte und eine sehr gute Eutergesundheit. Jimmy ist besonders für AMS Betriebe (RZRobot 117) geeignet und testet Kappa-Kasein BB.

Linear

Merkmal	ZW	Tendenz	88	112	124	Tendenz
Größe	104	klein				groß
Rippenstruktur	100	flach				gewölbt
Körpertiefe	112	wenig				viel
Stärke	117	schwach				stark
Beckenneigung	105	ansteigend				abfallend
Beckenbreite	91	schmal				breit
Hinterbeinwinkelung	78	steil				gewinkelt
Klauenwinkel	111	flach				hoch
Sprunggelenk	90	derb				trocken
Hinterbeinstellung	108	nach außen				parallel
Vorderbeinstellung	117	nach außen				parallel
Bewegung	100	schlecht				gut
Hintereuterhöhe	118	tief				hoch
Zentralband	108	schwach				stark
Strichplatzierung vorn	99	außen				innen
Strichplatzierung hinten	98	außen				innen
Vordereuteraufhängung	112	lose				fest
Euterbalance	105	hinten tief				vorne tief
Eutertiefe	102	tief				hoch
Strichlänge	110	kurz				lang



Wolfhard Schulze

3GM: KNS Daybright EX-91